

OSSTEM OneGuideでの Implant手術をお勧めします!

3つのポイント

01

手術を簡単かつ 安全に!

患者に合ったOneGuideを
装着しズレなく計画された
位置に、正確かつ安全に
手術が可能です。



02

痛みを減らし 回復は早く

歯肉を切開せず、Implantが
入る程度の小さなホールを
開け手術し、痛みが少なく
早い回復が可能です




03

手術当日1日だけで 自然な補綴まで

Implant手術当日に自然歯
同様の臨時補綴が可能で、
すぐに飲食等の日常生活に
大きな支障がありません。



患者様の口腔条件、Implantの術前診断に
よって差が出るため先生とご相談ください。



アジア・太平洋¹位

歯科に選ばれるOSSTEM IMPLANT,
Computer Guide ImplantもOSSTEMです。



ISO

FDA

CE

0434



OSSTEM[®]
IMPLANT

株式会社 OSSTEM JAPAN

東京都大田区西蒲田5-27-14 日研アラインビル 4F

TEL:03-5714-5955 FAX:03-5714-5956

<http://jp.osstem.com/>

ワンガイド

OneGuide T E M P L A T E

Digital Simulation手術を通して
患者様に合ったステントを製作し
正確かつ安全な手術が可能です。



OSSTEM[®]
IMPLANT



OneGuide手術は 下記の通り行われます!


OneGuide
T E M P L A T E

診断

01

1段階,CTを利用し3D診断を行います。

CT撮影した3Dデータを通し骨,歯肉,神経を総合的に考慮し精密な診断が可能です。



計画


02

2段階,PCで手術計画を立てます。

PCでのSimulation手術を通し最適のImplant手術位置を設定し,そのまま手術ができるよう患者様に合ったOneGuideを製作します。



患者様に合った
OneGuide



手術

03

3段階,OneGuideを装着し手術します。

完成したOneGuideを手術前に口腔内に装着し計画通りの位置で安全かつ正確に手術します。



*先生と相談してください。

Simulation手術で計画した位置に
正確なImplant埋入が可能です。

自分の歯のような補綴物で
自然に製作が可能です。



Implantの数が多くても
正確な手術が可能です。

CASE 1 — 計10本のImplantを埋入



CASE 2 — 計8本のImplantを埋入



Implantの世界的な名前
OSSTEM IMPLANT

OSSTEM[®]
IMPLANT